

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA – FMV/UTL

NORMAS DE ENVIO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO

- **Análises citológicas:** os esfregaços só devem ser acondicionados após secagem completa; poderão ser enviados em caixas de plástico ou cartão, próprias para o efeito, ou envolvidos num papel suave, posteriormente envolvido por fita cola, para que não se soltem facilmente.
- **Análises histopatológicas:** Enviar as peças submersas em formol a 10%; o volume de formol ideal será o de 10x o volume da peça; no caso de peças muito volumosas devem ser efectuados cortes para auxiliar a penetração do formol; o frasco deverá ter boca larga e estar bem rolhado ou com a tampa selada com adesivo para não verter.